

Lamin B2 ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - Q03252

商品番号: CM0008168



前書き

ウエスタンブロッティング、IHC、IF、ELISAで使用可能なLamin

B2を標的とするウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。核ラミナおよび細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Lamin B2 Rabbit mAb
別名/略称	EPM9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Lamin B2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	84823
GeneID	84823
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03252
タンパク質分子量	70kDa
発送方法	氷袋梱包