


Wb、If/Icc、Elisa用Lamtor5ウサギポリクローナル抗体 - O43504

商品番号: CM0026745



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのLAMTOR5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。mTORC1シグナル伝達およびアポトーシスに与するRagulator複合体タンパク質LAMTOR5 (HBXIP) を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAMTOR5 Rabbit pAb
備考/別名	XIP; HBXIP; LAMTOR5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10542
GeneID	10542
免疫原	ヒトLAMTOR5 (NP_006393.2) のアミノ酸1-173に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43504
タンパク質分子量	10kDa
配送	氷袋