


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Lc3Bウサギポリクローナル抗体 - Q9Gzq8

商品番号: CM0017964



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのLC3Bウサギポリクローナル抗体（pAb）。ヒト、マウス、ラットのLC3Bと反応します。オートファジーおよびミトコンドリア品質管理の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 説明                                                |
|----------|---------------------------------------------------|
| 製品名      | LC3BウサギpAb                                        |
| 備考／別名    | LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3              |
| 種        | ヒト                                                |
| 遺伝子ID    | 81631                                             |
| 免疫原      | ヒトLC3Bのアミノ酸1〜100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_073729.1） |
| 由来       | ウサギ                                               |
| カテゴリ     | ポリクローナル抗体                                         |
| アプリケーション | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                             |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS    | Q9GZQ8                                            |
| タンパク質分子量 | 15kDa                                             |
| 配送       | アイスバッグ                                            |