

Lect1 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - O75829

商品番号: CM0026872

前書き

ヒトLECT1/Chondromodulin (CNMD)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC
C、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応しま
す。軟骨発生、血管新生、心臓弁の研究に適していま
す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LECT1 ウサギpAb
備考/別名	CHM1, CHM-I, LECT1, BRICD3, MYETS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11061
遺伝子ID	11061
免疫原	ヒトLECT1のアミノ酸75-334に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_008946.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75829
タンパク質重量	37kDa
配送	アイスバッグ