

## Lgals2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - P05162

商品番号: CM0028143



### 前書き

ヒトおよびマウスのウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済みの高品質LGALS2ウサギポリクローナル抗体です。組換え免疫原、15 kDa、UniProt P05162。レクチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | LGALS2 Rabbit pAb                                     |
| 別名          | HL14; LGALS2                                          |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 3957                                                  |
| 免疫原         | ヒトLGALS2 (NP_006489.1) のアミノ酸1-74番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途          | WB, IF-P, ELISA                                       |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                |
| SWISS       | P05162                                                |
| タンパク質分子量    | 15kDa                                                 |
| 発送          | 保冷剤                                                   |