

## WbおよびElisa用 Lhx2 ウサギモノクローナル抗体 - P50458

商品番号: CM0003429

### 前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのLHX2 ウサギモノクローナル抗体。リンパ球および神経発生に関与する転写活性化因子であるヒト、マウス、ラットのLHX2と反応します。体外診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                    |
|-------------|--------------------------------------|
| 製品名         | LHX2 ウサギ mAb                         |
| 備考/別名       | LH2; hLhx2; LHX2                     |
| 種           | ヒト                                   |
| GeneID (ヒト) | 9355                                 |
| GeneID      | 9355                                 |
| 免疫原         | ヒトLHX2（P50458）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。 |
| 由来          | ウサギ                                  |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                            |
| アプリケーション    | WB, ELISA                            |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                           |
| SWISS       | P50458                               |
| タンパク質分子量    | 44 kDa                               |
| 発送          | 保冷バッグ                                |