

## Limd1 ウサギ Pab - Q9Ugp4

商品番号: CM0019650

### 前書き

ヒトLIMD1に対するウサギポリクローナル抗体（WBおよびELISA用）。ヒトおよびマウスLIMD1（72 kDa）と反応します。腫瘍抑制、細胞シグナル伝達、およびmiRNAサイレンシングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 製品名         | LIMD1 ウサギ pAb                                      |
| 備考/別名       | LIMD1                                              |
| 種           | ヒト                                                 |
| GeneID (ヒト) | 8994                                               |
| GeneID      | 8994                                               |
| 免疫原         | ヒトLIMD1（NP_055055.1）のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                          |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                          |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                             |
| SWISS       | Q9UGP4                                             |
| タンパク質分子量    | 72kDa                                              |
| 配送          | アイスバッグ                                             |