

WbおよびElisa用Limk1ウサギポリクローナル抗体 - P53667

商品番号: CM0019193



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISA用の高品質なLIMK1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。アクチンフィラメントの動態および脳の発達に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIMK1ウサギpAb
備考／別名	LIMK; LIMK-1; LIMK1
種	ヒト
遺伝子ID	3984
免疫原	LIMK1（NP_002305.1）のアミノ酸510～647に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53667
タンパク質分子量	73kDa
輸送条件	保冷バッグ