

Lin28A ウサギモノクローナル抗体 - Q9H9Z2

商品番号: CM0002184



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用に検証済みのLIN28Aウサギモノクローナル抗体。miRNA生合成と多能性の主要な調節因子であるヒトLIN28Aを標的とします。幹細胞および発生学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIN28A ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A; LIN28A
種	ヒト
GeneID	79727
免疫原	ヒトLIN28A (NP_078950.1) のアミノ酸100-209に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H9Z2
タンパク質分子量	23 kDa
発送	保冷バッグ