

Lipin 1 ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q14693

商品番号: CM0010097

前書き

ヒトLipin

1に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応性を示します。脂質代謝、脂肪細胞分化、ミトコンドリア動態研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Lipin 1 ウサギmAb
備考/別名	PAP1; Lipin 1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23175
遺伝子ID	23175
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLipin 1 (Q14693) のアミノ酸101~200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14693
タンパク質分子量	99kDa
発送	氷袋梱包