


Lipocalin-2/NGal ウサギポリクローナル抗体 - P80188

商品番号: CM0023747



前書き

ヒトLipocalin-2/NGALを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-P、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。鉄代謝、自然免疫、および腎臓病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Lipocalin-2/NGAL ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	p25, 24p3, MSFI, NGAL, Lipocalin-2/NGAL
種	ヒト
遺伝子ID	3934
免疫原	ヒトLipocalin-2/NGAL (NP_005555.2) のアミノ酸21-198に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P80188
タンパク質分子量	23 kDa
配送	アイスバック