

ウェスタンブロットおよびElisa用Llgl2ウサギポリクローナル抗体 - Llgl2

商品番号: CM0014010

前書き

マウスおよびラットLLGL2タンパク質（約114 kDa）のウェスタンブロット（WB）およびELISA検出用にバリデーション済みのLLGL2ウサギポリクローナル抗体（pAb）。研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LLGL2ウサギpAb
備考／別名	Llglh2; 9130006H11Rik; LLGL2
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	3993
遺伝子ID	217325
免疫原	マウスLLGL2（NP_663413.2）のアミノ酸938～1027に相当する配列を含む合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
タンパク質分子量	114 kDa
輸送	保冷バッグ