

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 Lox ウサギモノクローナル抗体 - P28300

商品番号: CM0003861

前書き

LOX（リシルオキシダーゼ）ウサギモノクローナル抗体は、WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのLOXと反応します。細胞外マトリックスおよび線維症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LOX ウサギ mAb
備考/別名	AAT10; LOX
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4015
免疫原	ヒトLOX（P28300）のアミノ酸318-417に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28300
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷バッグ