

Lpin2 ウサギポリクローナル抗体（ウエスタンブロット・Elisa用） - Q92539

商品番号: CM0018656

前書き

LPIN2

ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。脂質代謝に関与するホスファチジン酸ホスファターゼであるヒトおよびマウスLPIN2と反応します。代謝研究および疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LPIN2 Rabbit pAb
備考／別名	LPIN2; lipin 2
対象種	ヒト
遺伝子ID	9663
免疫原	ヒトLPIN2（NP_055461.1）のアミノ酸180～400番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92539
タンパク質分子量	99kDa
発送方法	保冷剤同梱