

Lrg1 ウサギ ポリクローナル 抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa用) - Q91XL1

商品番号: CM0026802

前書き

マウスLRG1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済みで、ヒトへの交差反応性あり。

ロイシンリッチリピートタンパク質の研究に適しています。

仕様には組換え免疫原および38kDaの分子量が含まれます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRG1 ウサギ pAb
備考/別名	A2GL; lrhg; Lrg; 1300008B03Rik; 2310031E04Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	116844
GeneID	76905
免疫原	マウスLRG1 (NP_084072.1) のアミノ酸32-342に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q91XL1
タンパク質分子量	38kDa
配送	保冷バッグ