


Wb、Elisa用Lrp1ウサギポリクローナル抗体 - Q07954

商品番号: CM0013533



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのLRP1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのLRP1に反応し、脂質代謝とTAUの拡散に重要な505 kDaのエンドサイトーシス受容体を認識します。心血管研究および神経科学研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	LRP1ウサギpAb
備考／別名	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4035
免疫原	LRP1のアミノ酸20～168に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002323.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q07954
タンパク質分子量	505 kDa
輸送	保冷バッグ