

Lsmp ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13449

商品番号: CM0015513

前書き

本製品はLSAMPを対象としたウサギポリクローナル抗体で、Western blot法およびELISA法に適しており、ヒト、マウス、ラットのLSAMPを検出します。神経ガイダンスや海馬苔状線維の発達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LSAMP Rabbit pAb
別名	LAMP; IGLON3; LSAMP
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4045
遺伝子ID	4045
免疫原	ヒトLSAMP（NP_002329.2）のアミノ酸219～315番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13449
タンパク質分子量	37kDa
輸送方法	保冷剤梱包