

Lumican (Lum) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa) - P51884

商品番号: CM0027355

前書き

Lumican (LUM)
に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのルミカンに特異的に反応し、組換え免疫原を使用しています。細胞外マトリックスや角膜の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Lumican (LUM) ウサギポリクローナル抗体
別名	LDC; SLRR2D; Lumican (LUM)
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4060
遺伝子ID	4060
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51884
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	氷袋梱包