

Ly-6A/E (Sca-1) ウサギポリクローナル抗体 - P05533

商品番号: CM0022513

前書き

マウスLy-6A/E (Sca-1)を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。T細胞活性化および幹細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ly-6A/E (Sca-1) Rabbit pAb
備考/別名	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1; Ly-6A/E (Sca-1)
種	マウス
遺伝子ID	110454
免疫原	マウスLy6aのアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_034868.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P05533
タンパク質分子量	14kDa
配送	氷袋