

Ly-6C ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P0Cw02

商品番号: CM0019330

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのLy-6Cウサギポリクローナル抗体。マウスリンパ球抗原6C1（GPIアンカー型膜タンパク質）を標的とします。免疫細胞研究やIVDアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ly-6C ウサギ pAb
備考/別名	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
種	マウス
GeneID	17067 (Mouse)
免疫原	マウス Ly-6C 組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P0CW02
タンパク質分子量	14KDa
配送	アイスバッグ