

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 Ly-6G ウサギモノクローナル抗体 - P35461

商品番号: CM0007191

前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISA用高性能Ly-6Gウサギモノクローナル抗体。マウスで検証済み、骨髄および免疫学研究向け14 kDaリンパ球抗原6G（P35461）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ly-6G ウサギ mAb
備考/別名	Gr1; Gr-1; Ly-6G
種	マウス
GeneID	546644
免疫原	マウスLy-6G（NP_001297367.1）のアミノ酸27-105に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P35461
タンパク質重量	14kDa
配送	保冷剤