


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Lyarウサギポリクローナル抗体 - Q9Nx58

商品番号: CM0021555



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用にバリデーション済みのLYARウサギポリクローナル抗体（Q9NX58）。ヒト、マウス、ラットと反応します。LYARのrRNAプロセッシングおよび転写調節における機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LYARウサギpAb
別名	ZLYAR; ZC2HC2; LYAR
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	55646
GeneID	55646
免疫原	ヒトLYAR（NP_060286.1）のアミノ酸10～160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NX58
タンパク質分子量	44kDa
輸送条件	保冷バッグ