

リゾチーム (Lyz) ウサギポリクローナル抗体 - P61626

商品番号: CM0016845



前書き

WB, IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのリゾチーム (LYZ) ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのリゾチームC（細菌溶解酵素）と反応します。抗菌活性およびアミロイドーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Lysozyme (LYZ) Rabbit pAb
備考/別名	LZM; LYZF1; Lysozyme (LYZ)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4069
GeneID	4069
免疫原	合成ペプチド ヒトリゾチーム (Lysozyme (LYZ)) (NP_000230.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P61626
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ