

Wb、Db、Elisaアプリケーション用 M1結合特異的ポリユビキチン ウサギポリクローナル抗体

商品番号: CM0000067

前書き

M1結合特異的ポリユビキチンを標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、ドットブロット、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラット種を検出します。ユビキチン鎖結合研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	M1結合特異的ポリユビキチン ウサギ pAb
GeneID (Human)	7314
免疫原	ヒトM1結合特異的ポリユビキチン (NP_066289.3/NP_061828.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	WB, DB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
配送	保冷バッグ