


Wb、If/Icc、Elisa用Mad1/Mad1L1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6D9

商品番号: CM0014408



前書き

ヒトMAD1（MAD1L1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。紡錘体形成チェックポイントおよび細胞周期制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAD1/MAD1L1ウサギpAb
備考/別名	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1/MAD1L1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8379
GeneID	8379
免疫原	ヒトMAD1L1（NP_001013859.1）のアミノ酸360～700に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y6D9
タンパク質分子量	83kDa
輸送	保冷バッグ