


Madcam1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q13477

商品番号: CM0027991



前書き

MADCAM1用ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのMADCAM1（約40 kDa）に反応します。粘膜免疫およびリンパ球の遊走の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MADCAM1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	MACAM1; MADCAM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8174
遺伝子ID	8174
免疫原	ヒトMADCAM1 (NP_570116.2) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13477
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ