

Mafb ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Y5Q3

商品番号: CM0017003

前書き

MAFB

ウサギpAbは、ヒト転写因子MafB（36kDa）を標的とするポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。造血や分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAFB ウサギpAb
別名	KRML; MCTO; DURS3; MAFB
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9935
遺伝子ID	9935
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISSプロットID	Q9Y5Q3
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	氷袋梱包