

Magoh ウサギ Pab - P61326

商品番号: CM0030058



前書き

WB/ELISAアプリケーション用のMAGOHウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのMAGOH（17kDa）を認識。前駆体mRNAスプライシング、エクソン結合複合体、ナンセンス媒介分解に関する研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAGOH ウサギ pAb
備考/別名	MAGOH1; MAGOHA; MAGOH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4116
GeneID	4116
免疫原	ヒトMAGOH (NP_002361.1) のアミノ酸1-146に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61326
タンパク質分子量	17kDa
発送	氷袋