

マンマグロビンA ウサギモノクローナル抗体 - Q13296

商品番号: CM0002022

前書き

ウエスタンブロット（WB）、免疫組織化学（IHC-P）、ELISA用途向けの高品質マンマグロビンA ウサギモノクローナル抗体です。組換えタンパク質免疫原を用いて検証済み、ヒトと交差反応性あり。乳がん研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マンマグロビンA ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	MGB1; UGB2; PSBPI; Mammaglobin A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4250
遺伝子ID	4250
免疫原	ヒト・マンマグロビンA（Q13296）のアミノ酸1〜93番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13296
タンパク質分子量	10kDa
輸送方法	氷袋