

Wb、Ihc-P、Elisa用Man1A2ウサギポリクローナル抗体 - O60476

商品番号: CM0016095

前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質MAN1A2ウサギポリクローナル抗体（UniProt O60476）。N型糖鎖のトリミングにおける重要な酵素である、ヒトおよびマウスのマンノシルオリゴ糖1,2- α -マンノシダーゼIBを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAN1A2ウサギpAb
備考／別名	MAN1B、MAN1A2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10905
GeneID	10905
免疫原	ヒトMAN1A2（NP_006690.1）のアミノ酸60～180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60476
タンパク質分子量	73kDa
輸送	保冷バッグ