


マンノース受容体/Cd206 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - Q61830

商品番号: CM0006585



前書き

マウスマンノース受容体/CD206 (MRC1) のC末端を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。マクロファージのエンドサイトーシスや病原体の食作用研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マンノース受容体/CD206 ウサギmAb
別名	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541H9.1; Mannose Receptor/CD206
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	4360
遺伝子ID	17533
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q61830
タンパク質分子量	166 kDa
輸送方法	保冷剤