

Map2 Rabbit Mab - P11137

商品番号: CM0005130

前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF、IHC、ELISAで検証済みのウサギモノクローナルMAP2抗体。MAP2アイソフォームA、B、Cを標的とし、神経細胞骨格および樹突形態の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP2 Rabbit mAb
備考/別名	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4133
遺伝子ID	4133
免疫原	ヒトMAP2 (NP_002365.3) のアミノ酸1-118に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11137
タンパク質分子量	200 kDa
配送	アイスバッグ