

Wb、Elisa用Map7D1ウサギPab - Q3Kqu3

商品番号: CM0019437

前書き

MAP7D1ウサギポリクローナル抗体は、ヒトおよびマウスのMAP7ドメイン含有タンパク質1を検出します。WBおよびELISAでバリデーション済みであり、細胞運動および神経突起伸長に関与する微小管安定化タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP7D1ウサギpAb
備考／別名	RPRC1 ; PARCC1 ; MAP7D1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55700
GeneID	55700
免疫原	ヒトMAP7D1 (NP_060537.3) のアミノ酸200～460に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q3KQU3
タンパク質分子量	93kDa
輸送	保冷バッグ