


Mapre1 ウサギ Pab - Q15691

商品番号: CM0030779



前書き

MAPRE1

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みです。組換え免疫原を用いて、ヒト、マウス、ラットのMAPRE1（EB1）を検出します。30kDaのタンパク質で、氷上で発送されます。微小管ダイナミクスと細胞分裂研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAPRE1 ウサギ pAb
備考/別名	EB1; MAPRE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22919
GeneID	22919
免疫原	ヒトMAPRE1 (NP_036457.1) のアミノ酸134-268に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15691
タンパク質分子量	30kDa
発送	氷袋