

Marcksl1 ウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - P49006

商品番号: CM0030080

前書き

MARCKSL1 (MARCKS-like protein 1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。アクチン細胞骨格の制御や細胞遊走の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MARCKSL1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	F52, MLP, MRP, MLP1, MACMARCKS, MARCKSL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	65108
遺伝子ID	65108
免疫原	ヒトMARCKSL1のアミノ酸1-195に対応する配列を含む組換えタンパク質 (NP_075385.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49006
タンパク質重量	20kDa
配送	アイスバッグ