

Mat1A ウサギ Pab - Q00266

商品番号: CM0030057



前書き

ヒトMAT1A（44 kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応します。肝臓におけるS-アデノシルメチオニン生合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAT1A ウサギ pAb
別名	MAT; SAMS; MATA1; SAMSI; MATIA
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4143
GeneID	4143
免疫原	ヒトMAT1A（NP_000420.1）のアミノ酸1-395番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00266
タンパク質分子量	44kDa
配送方法	保冷剤