

Mavs ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q7Z434

商品番号: CM0005454



前書き

MAVS ウサギモノクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと反応し、自然免疫研究に最適です。分子量 57kDa - Q7Z434

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAVS ウサギモノクローナル抗体
別名	IPSI; VISA; IPS-1; CARDIF; MAVS
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57506
遺伝子ID	57506
免疫原	ヒトMAVS (NP_065797.2) のアミノ酸121-220番領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロットID	Q7Z434
タンパク質分子量	57kDa
配送方法	保冷剤