

Mavs ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q7Z434

商品番号: CM0027543



前書き

MAVS

ウサギポリクローナル抗体（IPS1/VISA/CARDIF）は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。自然免疫および抗ウイルスシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAVS ウサギ pAb
備考/別名	IPS1; VISA; IPS-1; CARDIF; MAVS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57506
GeneID	57506
免疫原	合成ペプチド ヒトMAVS (NP_065797.2) のアミノ酸1-100に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7Z434
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ