


Mbd2 Rabbit Pab - Q9Ubb5

商品番号: CM0020761



前書き

MBD2 Rabbit

pAbは、ヒトMBD2に対してウサギで作製されたポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性があります。クロマチンモデリングおよび遺伝子サイレンシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MBD2 Rabbit pAb
備考/別名	DMTase; NY-CO-41; MBD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8932
GeneID	8932
免疫原	ヒトMBD2 (NP_003918.1) のアミノ酸202-411に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9UBB5
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ