


WbおよびElisa用Mbd2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ubb5

商品番号: CM0017224



前書き

ヒトMBD2に対するウサギポリクローナル抗体。MBD2はメチルCpG結合転写抑制因子であり、NuRD複合体の構成因子です。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピジェネティクスおよび遺伝子サイレンシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MBD2ウサギpAb
備考/別名	DMTase; NY-CO-41; MBD2
種	ヒト
GeneID	8932
免疫原	ヒトMBD2 (NP_003918.1) のアミノ酸350~411内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBB5
タンパク質分子量	43kDa
輸送	アイスバッグ