

Mbd6 ウサギ Pab For Wb, Elisa - Q96Dn6

商品番号: CM0024213

前書き

WBおよびELISA用に検証済みの抗MBD6ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。エピジェネティクスおよびクロマチン研究アプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MBD6 ウサギ pAb
備考/別名	MBD6
種	ヒト
GeneID (Human)	114785
免疫原	ヒトMBD6 (NP_443129.3) のアミノ酸880-980に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96DN6
タンパク質分子量	101kDa
輸送	アイスバッグ