


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Mccc2ウサギMab - Q9Hcc0

商品番号: CM0010687



前書き

ヒトMCCC2に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。ロイシンおよびイソ吉草酸代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCCC2ウサギmAb
備考／別名	MCCB ; MCCCbeta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64087
GeneID	64087
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HCC0
タンパク質分子量	61 kDa
輸送	保冷バッグ