

Wb・Elisa用Mcf2ウサギポリクローナル抗体 - P10911

商品番号: CM0014656

前書き

ヒトMCF2（プロトオンコジーンDBL）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAアプリケーションに適しています。マウスと交差反応します。Rho GTPaseシグナル伝達および発がん経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCF2 ウサギ pAb
備考／別名	DBL; ARHGEF21; MCF2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4168
遺伝子ID	4168
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMCF2（NP_001165347.1）のアミノ酸872～1001に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10911
タンパク質分子量	108kDa
輸送方法	氷袋