

Mcl1 ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa対応 - Q07820

商品番号: CM0016067



前書き

ヒトMCL1を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用途に対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシスや細胞生存の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCL1 Rabbit pAb
別名	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4170
GeneID	4170
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q07820
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷剤