

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Mcl1ウサギポリクローナル抗体 - Q07820

商品番号: CM0013406



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのMCL1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのMCL1（37 kDa）を検証し、重要なアポトーシス制御因子です。細胞生存およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCL1 Rabbit pAb
備考/別名	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4170
GeneID	4170
免疫原	ヒトMCL1 (NP_068779.1) のアミノ酸150-250領域内の合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q07820
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスパック