


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用Mcm5ウサギモノクローナル抗体 - P33992

商品番号: CM0012622



前書き

DNA複製ライセンス因子であるヒトMCM5を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISA用途でバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。細胞周期およびDNA複製の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCM5ウサギmAb
備考／別名	CDC46; MGORS8; P1-CDC46; MCM5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4174
GeneID	4174
免疫原	ヒトMCM5 (P33992) のアミノ酸635～734内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33992
タンパク質分子量	82kDa
輸送	保冷バッグ