


Mcm7 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用） - P33993

商品番号: CM0015890



前書き

MCM7

ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光、免疫沈降、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。DNA複製および細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MCM7 ウサギ pAb
備考/別名	MCM2; CDC47; P85MCM; P1CDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4176
免疫原	ヒトMCM7 (NP_005907.3) のアミノ酸1-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33993
タンパク質分子量	81kDa
発送	保冷バッグ