


Mda5 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Byx4

商品番号: CM0004605



前書き

ヒトMDA5（IFIH1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。MDA5はウイルスRNAの細胞質センサーです。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。自然免疫および感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MDA5 Rabbit mAb
備考/別名	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64135
GeneID	64135
免疫原	合成ペプチド：ヒトMDA5（Q9BYX4）のアミノ酸900-1000内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYX4
タンパク質分子量	25 kDa/117 kDa
配送	氷袋