


Wb、Ip、Elisa用Mda5ウサギモノクローナル抗体 - Q9Byx4

商品番号: CM0009083



前書き

WB、IP、ELISA用MDA5ウサギモノクローナル抗体（Q9BYX4）。ウイルス核酸の細胞質センサーであるヒトIFIH1を検出します。自然免疫応答およびウイルス感染研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MDA5ウサギmAb
備考／別名	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
種	ヒト
GeneID	64135
免疫原	ヒトIFIH1（NP_071451.2）のアミノ酸1～205に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BYX4
タンパク質分子量	25 kDa / 117 kDa
輸送	保冷剤