

Mdfi ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q99750

商品番号: CM0017577

前書き

MDFI

ウサギpAbはウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性MDFIを検出します。MyoDファミリー阻害因子は筋形成およびWntシグナル伝達に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MDFI ウサギpAb
備考/別名	I-MF; I-mfa; MDFI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4188
GeneID	4188
免疫原	ヒトMDFI (NP_005577.1) のアミノ酸1-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99750
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	氷袋